




Tube endotrachéal et canule de trachéotomie à ballonnet SUMI

Les sondes SUMI sont conçues dans un PVC médical thermosensible, sans latex ni phtalate. Stériles, elles sont à usage unique.

Canule de trachéotomie avec avec lumière d'aspiration

Canule de trachéotomie à ballonnet en forme de tonneau à parois très fines, assurant une excellente étanchéité tout en minimisant le risque d'irritation des parois de la trachée.



Dimensions I.D. (mm)	Dimensions O.D. (mm)	Références		Références	
		Longueur (mm)	Bride fixe	Longueur (mm)	Bride ajustable
5,0	6,9	48	6395041	58	SI395041
5,5	7,5	50	6395541	62	SI395541
6,0	8,2	59	6396041	72	SI396041
6,5	8,9	62	6396541	77	SI396541
7,0	9,7	68	6397041	85	SI397041
7,5	10,3	74	6397541	93	SI397541
8,0	11,0	82	6398041	98	SI398041
8,5	11,7	84	6398541	102	SI398541
9,0	12,3	93	6399041	105	SI399041
9,5	13,0	97	6399541	110	SI399541
10,0	13,7	98	6391041	111	SI391041