



Embouts carton - plastiques

Embouts double voie

Caractéristiques produits

Embouts en plastique et en carton de taille standard adaptée à la plupart des modèles de débitmètres dont les peak flow Mini-Wright et AIRZONE.


- Modèle enfant : diamètre extérieur 22 mm (int 20) pour, entre autres, AIRZONE et Mini-Wright enfant
- Modèle adulte : diamètre extérieur 30 mm (int 28) pour, entre autres, le Mini-Wright standard

AVANTAGES :

- Norme CE
- Ils offrent une faible résistance pour une mesure précise
- Ils sont facilement adaptables et confortables pour le patient
- Et imprimés avec une encre sans plomb

Caractéristiques techniques

Embouts carton adultes - usage unique			
Dimensions	30 Ø x 65 mm	Boite de 100	: référence 501100
Poids	4 g	Boite de 500	: référence 501500
Embout carton enfants - usage unique			
Dimensions	22 Ø x 60 mm	Boite de 100	: référence 502100
Poids	3 g	Boite de 500	: référence 502500
Embouts plastique Mini-Wright adultes			
Dimensions	30 Ø x 65 mm	Sachet de 10	: référence 504003
Poids	4 g		
Embouts plastique Mini-Wright enfant et AIRZONE			
Dimensions	22 Ø x 60 mm	Sachet de 10	: référence 504002
Poids	3 g		





Embouts à valve anti-retour

EVITER LES INFECTIONS CROISÉES

Caractéristiques produits

Nos embouts à valve anti-retour sont conçus pour protéger le patient d'une infection croisée potentielle lors de mesures du souffle. L'embout expiratoire à valve anti-retour rouge convient aux débitmètres de pointe pour une mesure expiratoire. L'embout inspiratoire à valve anti-retour bleu protège lors de mesures inspiratoires avec l'In-Check.

Les diamètres de ces embouts les destinent aux adultes. Pour les enfants, nous proposons un adaptateur réutilisable.

AVANTAGES :

- Nos embouts à valve anti-retour contribuent à minimiser le risque d'infections croisées entre patients
- Ils permettent une utilisation multi-patients des dispositifs
- Ils offrent une faible résistance pour une mesure précise
- Ils sont facilement adaptables et confortables pour le patient
- Ils sont assemblés avec une colle sans ammoniacque
- Et imprimés avec une encre sans plomb



EMBOUT AVEC ADAPTATEUR ENFANT

Caractéristiques techniques

Embouts à valve anti-retour - usage unique

Dimensions 28,6 Ø x 65 mm

Poids 5,4 g

Références

Embouts à valve anti-retour EXPIRATOIRE (pour peak flow) - Boite de 100 : 503100

Embouts à valve anti-retour EXPIRATOIRE (pour peak flow) - Boite de 200 : 503200

Embouts à valve anti-retour EXPIRATOIRE (pour peak flow) - Boite de 500 : 503500

Embouts à valve anti-retour INPIRATOIRE (pour In-Check) - Boite de 100 : 505100

Embouts à valve anti-retour INPIRATOIRE (pour In-Check) - Boite de 200 : 505200


Embouts à valve anti-retour INPIRATOIRE (pour In-Check) - Boite de 500 : 505500

Adaptateur pédiatrique réutilisable

Dimensions 35 Ø x 31 mm

Poids 0,005 g

Référence 504013



PEAK FLOW



IN-CHECK DIAL