

PC 60 B1 - Oxymètre professionnel

- Très résistant : Garantie 3 ans contre les chutes (hauteur < 1mètre)
- Le pléthysmogramme permet un placement optimal du doigt
- Large écran multidirectionnel LCD couleur (4 positions)
- Fonction ON/OFF automatique
- Affichage de l'intensité du signal pour vérification du bon placement du doigt
- Alertes visuelles et sonores préreglées pour la SpO2 et le Poulos
- Indicateur de batteries faibles. Autonomie >30 heures avec 2 piles AAA

**Garantie
3 ans
contre
les chutes**

Affichage	Ecran OLED couleur
Alimentation	
Piles alcaline 1.5 V (AAA)	x 2
Tension	3.0VDC
Intensité	≤ 40 mA
Environnement d'utilisation	
Température de fonctionnement	5°C - 40°C
Humidité relative	30% - 80%
Pression atmosphérique	70 kPa - 106 kpa
Spécifications SpO2	
Capteur	LED à double longueur d'onde
Plage de mesure	35% - 99%
Précision	±2% entre 70% - 99% ±3% en dessous de 70%
NOTE : selon la norme ISO 9919, la précision est définie comme la valeur moyenne de l'écart-type	
Alertes SpO2	Seuil bas 90%
Spécifications poulos (PR)	
Plage de mesure	30 bpm - 240 bpm
Précision	±2 bpm ou ±2 %
Alertes poulos	Seuil haut : 120 bpm Seuil bas : 50 bpm
Affichage Indice de Perfusion PI	
Plage de mesure	0% - 20 %
Performance en cas de perfusion basse	
Les mesures SpO2 et PR répondent aux exigences de précisions décrites ci-dessus lorsque l'amplitude de modulation est aussi basse que 0,6%	
Résistance aux interférences de la lumière environnante	
La différence de la valeur SpO2 mesurée dans un environnement éclairé et dans une pièce obscure est inférieure à ±1%	
Résistance aux interférences de fréquences 50 Hz / 60 Hz	
SpO2 et PR sont mesurés précisément (Tests réalisés avec simulateur SpO2 BIO-TEK)	
Dimensions	
59 m (L) x 34 mm (l) x 30 mm (H)	
Poids : 60 g (piles incluses)	

- Acessoire inclus : 2 piles AAA alcaline, 1 dragonne, 1 housse de transport, 1 manuel utilisateur et 1 certificat Qualité
- Conforme à la norme ISO 9919 : 2009 et ISO 80601-2-61

VOTRE CONTACT COMMERCIAL



Bleu : réf PC60B1BU



Noir : réf PC60B1BK



Jaune : réf PC60B1YE



Rose : réf PC60B1P

Autres produits :
Peak Flow Mini-Wright et Airzone,
spiromètres, chambres d'inhalation,
nébuliseurs pneumatiques, spiromètres incitatifs.